

食品安全快检实验室建设需求采集表

适用于市场监管基层快检室、公安食品安全技术空间和食品企业快检实验室的前期需求采集。先明确任务和流程，再确定房间、设备与试剂。

一、建设基础

单位/项目	_____
建设类型	☐ 新建 ☐ 改造 ☐ 扩容 ☐ 设备更新 ☐ 运维提升
服务对象	☐ 公安环食药侦 ☐ 市场监管 ☐ 食品企业 ☐ 其他：_____
房间条件	房间数：____ 总面积：____m² 给排水： ☐ 有 ☐ 无 通风： ☐ 有 ☐ 无
现有基础	已有设备/试剂/人员：_____

二、业务与样品

1	预计样品来源、品类和高峰期样品量已经初步统计。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
2	主要检测方向及优先级已经明确。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
3	样品接收、登记、留样和处置责任已经明确。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
4	疑似阳性或异常结果的复核送检路径已经明确。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
5	结果记录、报告、台账和数据上传要求已经明确。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
6	实验室人员数量、基础能力和培训方式已经明确。	☐ 已明确 ☐ 待沟通

三、推荐按流程规划功能区

接收登记	样品接收、编码、票证核验、暂存和任务分派。
前处理	粉碎、称量、提取、离心、混匀和废弃物暂存。
仪器检测	按技术路线分区，控制交叉污染和人员动线。
结果管理	结果复核、打印、上传、台账、风险提示和送检衔接。
试剂耗材	冷藏/常温分区、批号效期、领用记录和补货预警。

四、设备与持续运行

1	核心检测设备与主要任务匹配，避免只按设备名称堆叠。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
2	天平、移液器、离心机、水浴、粉碎等前处理设备满足样品流程。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
3	首批试剂和耗材按照项目频次、效期与补货周期配置。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
4	冷藏、留样、废弃物与安全防护设施纳入整体方案。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
5	安装调试、方法验证、人员培训和上岗考核列入交付范围。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
6	日常质控、设备维护、试剂管理和异常结果处置形成制度。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
7	验收清单同时覆盖设备、资料、人员、流程和试运行记录。	☐ 已明确 ☐ 待沟通
8	建成后复训、耗材供应、设备维护和数据管理责任明确。	☐ 已明确 ☐ 待沟通

五、方案沟通所需附件

建议提供	房间平面图、现场照片、现有设备清单、拟检项目、预计样品量、人员情况和预算区间。
希望输出	☐ 平面与动线建议 ☐ 设备清单 ☐ 试剂清单 ☐ 预算建议 ☐ 交付计划
补充说明	

本表用于需求调研和方案沟通，不替代建筑、消防、职业健康、实验室资质或政府采购等专项论证。

索要正式建设建议：4000858365